

**Vorreinigung:** Wischdesinfektion; Vorbereiten und Einlegen in die Desinfektionslösung lt. AKH-KHH-RL 096  
**Desinfektion:** CIDEX OPA™ /Einwirkzeit 15min  
**Proteintest:** erfolgt lt. Herstellerangaben

**Station / Bereich:**

Datum	Fortlaufende Nummer	Sondenummer	Vorreinigung erfolgt	Eingelegt um:	Hand- zeichen	Entnahme um:	Hand- zeichen	Freigabe

	Funktion	Name oT	Datum	Unterschrift
erstellt	HFK	Katharina Seeland	14.04.2017	e.h.
geprüft	QB	Magda Diab -Elschahwi	14.04.2017	e.h.
freigegeben	Stv.KL	Magda Diab -Elschahwi	14.04.2017	e.h.

**Dokumentation des Proteintests:**

Weist der Proteintest ein positives Ergebnis auf (=Proteine vorhanden), so ist die Sonde erneut aufzubereiten und danach der Proteintest zu wiederholen.

Datum	Fortlaufende Nummer	Sondenummer	Proteintest durchgeführt von	Freigabe

**ÄNDERUNGEN**

Datum	Version	Änderung
14.07.2017	01	Neuerstellung des Dokuments